

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



1 **SCANNEZ LA BOÎTE TSU**
En utilisant le scanner de l'application téléphonique des Solutions Semex ou en saisissant manuellement la ou les boîte(s) du Dispositif de prélèvement / échantillonneur de tissu « TSU » (Tissue Sample Unit) dans l'inventaire depuis le menu « TSU à Vache »



2 **RELIEZ DES ÉCHANTILLONS AUX ANIMAUX**
En partant soit de la liste « TSU à vache », soit de la liste « vaches à TSU », reliez le numéro de TSU approprié à l'animal à échantillonner.



3 **RETIREZ L'ÉCHANTILLON DE LA BOÎTE**
Retirez l'échantillon de la boîte. Tout ce qui peut être désassemblé peut être réassemblé. Les TSU endommagés doivent être jetés et retirés de l'inventaire.



4 **CHARGEZ L'ÉCHANTILLONNEUR**
Placez le TSU dans l'échantillonneur avec le cutter vers la poignée et le clip rouge vers le haut. Fermez le mécanisme de verrouillage pour sécuriser le TSU.



5 **AMORCEZ LE TSU**
Pressez doucement les poignées de l'échantillonneur jusqu'à ce que le cutter soit verrouillé en place.



6 **ENLEVEZ LE CLIP DE SÉCURITÉ**
Relâchez les poignées et retirez le clip en plastique rouge qui maintient le cutter. L'échantillonneur est maintenant prêt pour le prélèvement.



7 **PRÉLEVEZ L'ÉCHANTILLON**
Serrez doucement les poignées puis relâchez-les pour effectuer le prélèvement. Les échantillons doivent être prélevés loin du bord de l'oreille, de la tête et des grosses veines. L'oreille et l'échantillonneur doivent être exempts de sang, de fumier ou de mucus.



8 **VÉRIFIEZ L'ÉCHANTILLON**
Vérifiez que le TSU contienne un indicateur vert à l'extrémité du tube et une quantité visible de tissu. Les échantillons contenant des poils sont valides, mais les fuites ou les dommages au TSU ne le sont pas.



9 **ENLEVEZ LE CUTTER**
Écartez les poignées pour enlever le cutter à usage unique, le clip en plastique rouge doit être remplacé, puis être jeté en toute sécurité.



10 **POUR SOUMETTRE LES COMMANDES**
Chaque jour, les prélèvements devront être placés dans le sac à échantillons fourni et les champs obligatoires seront remplis. Les envois d'un ou plusieurs jours peuvent ensuite être placés dans une seule enveloppe.