



## LES COMPOSANTS DE ROBOT READY<sup>MC</sup>



## ÉLIMINATION DANS LES TROUPEAUX ROBOTISÉS (PAR RAPPORT AUX AUTRES TROUPEAUX)



VITESSE DE TRAITE

**+4.1%**



POSITION TRAYONS

**+6.5%**

LARRY TRANEL, ISU EXTENSION

## RAISONS COURANTES POUR LE RETRAIT DES VACHES



BOITERIE

**19.0%**



SANTÉ DU PIS

**5.7%**



CONFORMATION PIS

**4.5%**

OMAFRA 2007

## MÉRITE GÉNÉTIQUE ÉLEVÉ



>2650 GTPI

>3250 IPVG

Taureaux Semex éprouvés et génomiques Robot Ready, avril 2020

### MOYENNES DE L'ENSEMBLE DES TAUREAUX ROBOT READY<sup>MC</sup>

PTA FLC  
**+0.48**

PTA SCS  
**2.81**

PTA UDC  
**+1.33**

Taureaux Semex éprouvés et génomiques Robot Ready, avril 2020

Conçus pour l'automatisation