



Genética Para Toda La Vida®




Robot Ready™

COMPONENTES ROBOT READY™



REBAÑOS ROBOT (COMPARADOS CON OTROS REBAÑOS)



VELOCIDAD DE ORDEÑO

+4.1%



COLOCACIÓN DE PEZONES

+6.5%

LARRY TRANEL, ISU EXTENSION

CAUSAS COMUNES A TRATAR EN LAS VACAS



COJERAS

19.0%



SALUD DE LA UBRE

5.7%



CONFORMACIÓN DE LA UBRE

4.5%

OMAFRA 2007

ALTO MÉRITO GENÉTICO



>2500 GTPI
>3100 GLPI

Toros Semex Robot Ready probados y genómicos, Abril 2019

MEDIAS DE TODOS LOS TOROS ROBOT READY

PTA FLC

+1.27

PTA SCS

2.77

PTA UDC

+2.15

Toros Semex Robot Ready probados y genómicos, Agosto 2018

Vacas diseñadas para ordeños automatizados